

LOT HEM2507-UP

CONTROL 5 DIFF

3.10.2025

TR - Kullanmadan önce talimatları okuyun. EN - Before using refer to the instruction sheet for mixing directions. ES - Lea las instrucciones antes de usar.

DYMIN SERIES		Low		Normal		High	
		LOT	HEM2507L	LOT	HEM2507N	LOT	HEM2507H
Parameter	Units	Mean	Limit #	Mean	Limit #	Mean	Limit #
WBC	[10 ⁹ /L]	2.59	1.00	6.27	1.50	16.80	4.50
NEU#	[10 ⁹ /μL]	1.35	0.58	3.66	0.98	8.50	3.00
LYM#	[10 ⁹ /μL]	0.61	0.60	2.00	0.99	3.90	2.00
MON#	[10 ⁹ /μL]	0.13	0.13	0.50	0.38	1.50	0.94
EOS#	[10 ⁹ /μL]	0.25	0.25	0.01	0.01	1.70	1.50
BASO#	[10 ⁹ /μL]	0.25	0.25	0.10	0.10	1.20	1.04
NEU%	[%]	54.10	10.00	58.30	10.00	55.50	10.00
LYM%	[%]	27.30	15.00	31.00	10.00	26.00	10.00
MON%	[%]	7.40	3.50	10.00	5.00	9.10	6.40
EOS%	[%]	10.30	9.00	0.20	4.50	7.90	1.20
BASO%	[%]	0.90	0.90	0.50	0.80	1.50	1.40
RBC	[10 ⁶ /μL]	2.65	0.70	4.66	0.90	4.66	0.90
HGB	[g/dL]	6.78	0.90	13.14	0.50	15.60	1.50
HCT	[%]	21.95	2.00	39.54	8.00	42.45	5.00
MCV	[fL]	80.28	10.00	84.85	15.00	91.20	20.00
MCH	[pg]	25.65	2.50	28.38	5.50	32.23	5.80
MCHC	[fmol]	31.00	6.00	33.48	6.00	34.58	6.50
RDW-CV	[%]	16.83	5.00	16.00	5.00	20.53	6.00
RDW-SD	[fL]	53.58	10.00	60.00	10.00	72.28	10.00
PLT	[10 ⁹ /μL]	47.75	20.00	250.00	40.00	350.00	60.00
MPV	[fL]	11.20	5.00	6.80	5.00	7.90	5.00
PCT	[fL]	0.080	0.070	0.200	0.200	0.500	0.400
PDW	[fL]	14.83	3.00	8.00	7.00	15.50	7.00
P-LCR	[%]	39.33	15.00	24.68	10.00	17.00	10.00
P-LCC	[10 ⁹ /μL]	18.75	8.00	35.25	30.00	55.00	50.00

Uyarı / Warning / Varování / Advertencia

1. TR - Kapak açıldıktan sonra 14 gün stabildir. EN - It is stable for 14 days after the lid is opened. ES - Estable durante 14 días después de abrir la tapa.
2. TR - Kullanmadan önce 10 dk mikserde oda ısısında çevirerek iyice homojen olmasını sağlayın. EN - Before use, turn it in the mixer at room temperature for 10 minutes to ensure that it is homogeneous. ES - Antes de usar, asegúrese de que sea completamente homogéneo girándolo en la batidora a temperatura ambiente durante 10 minutos.
3. TR - Rengi değişen kontrol numuneleri kullanmayın. EN - Do not use control samples that change color. ES - No utilice muestras de control que cambien de color.

